

Oxford Temp CEM Universal

Presentación de Oxford Temp CEM Universal.
Cemento de óxido de zinc temporal libre de eugenol.



Óptimo equilibrio de buena adhesión y fácil remoción.

Oxford Temp CEM Universal es un cemento temporal para coronas y puentes sin eugenol basado en ZnO / ácidos orgánicos y adecuado para cementar coronas y puentes temporales, así como para cementación de prueba de restauraciones permanentes. Muestra una excelente adhesión a materiales temporales y de puente de corona, y se puede quitar fácilmente de muñones de dientes preparados. El óxido de zinc es conocido por su seguridad contra bacterias y caries secundarias. Entregado en jeringas Minimix que son rápidas, fáciles y cómodas de usar. La formulación sin eugenol no influye en la configuración de los materiales de relleno y cementación a base de resina.

Características y Beneficios

Características

- Adhesión óptima con fácil limpieza.
- Eugenol gratis
- Entrega automática
- Contiene óxido de zinc

Beneficios


- Permanece temporalmente en su lugar
- Fácil de limpiar el exceso de cemento
- No queda cemento residual en la estructura del diente.
- Compatible con cementos de resina y procedimientos de aglomeración
- No se requiere mezcla. Ahorro de tiempo y desperdicio, rápido y conveniente de aplicar
- Conocido por su seguridad contra bacterias y transportes secundarios




Oxford Temp CEM Universal

Oxford Temp CEM Universal: el mejor equilibrio entre adherencia y remoción

Oxford Temp CEM Universal: ¡propiedades mecánicas óptimas!



Oxford Temp CEM Universal: ¡ajuste perfecto!



OxT - Oxford Temp CEM Universal
TCE - TempoCem NE (DMG)
TBN - TempBond NE (Kerr)

*Datos disponibles a pedido Fuente: Oxford Scientific R&D 2019

Información sobre pedidos

Oxford Temp CEM Universal, cemento de óxido de zinc temporal sin eugenol

Número de pieza	Artículo
32-002	5 ml / 9 g Oxford Temp CEM Universal Minimix 1: 1 10 x TIP Oxford Mix (S) para Minimix 1: 1, transparente
32-005	Kit de introducción temporal de Oxford, paquete de 50 ml de Oxford Temp C&B, 5 ml de Oxford Temp CEM Universal y 5 ml de implante Oxford CEM

Error y omisiones excluidos. Los productos de Oxford Scientific solo deben ser utilizados por dentistas y para su uso previsto. Lea estas instrucciones de uso detenidamente.

Space for you

 Oxford Scientific

Made in Germany by First Scientific Dental Materials GmbH